



VESTOFIX – instrukcja użytkowania

**Superpłynna fosforanowa masa osłaniająca stosowana w technice koron i mostów.
Może być stosowana „na szybko” oraz tradycyjnie „z nocnym podgrzewaniem”**

Ważne:

VESTOFIX jest masą o przedłużonym czasie wiązania do 25 minut, pozwala to zalewać kilka pierścieni jednocześnie, powoduje również mniejsze zniekształcenia oraz lepsze dopasowanie masy podczas wibrowania.

temperatura pracy	18-20 C
proporcje mieszania	100g proszku / 24 ml płynu 160 g proszku / 38 ml płynu
czas mieszania	60-180 sekund (w mieszadło próżniowym)
czas wiązania	ok 25 minut
proporcja płynu	w zależności od używanego stopu Co-Cr 90-100%

Nagrzewanie:

a) tradycyjne (nocne)

Po zalaniu mufy wstawiamy ją do pieca na 40 minut, nastawiamy piec na stały przyrost temperatury 5-9C na minutę

b) na szybko

po upływie 40 minut od zalania mufę wstawiamy do rozgrzanego na 900C pieca i wygrzewamy w zależności od rozmiaru pierścienia następująco:

pierścień nr 1	20 minut
pierścień nr 3	30 minut
pierścień nr 6	50 minut
pierścień nr 9	60 minut

UWAGA:

Nie otwieraj pieca przez pierwsze 15 minut wygrzewania!

Przechowywanie:

Masę należy przechowywać w temperaturze 18-20C w suchym i nienasłonecznionym miejscu.