

# Drewe

**STOMATOLOGIA**



**www.mikran.pl**  
zakupy online



Szanowni Państwo

Podczas wytwarzania naszych produktów nasi pracownicy dobierają wyselekcjonowane komponenty spełniające najwyższe wymagania technologiczne. Bardzo dokładny proces wraz z wiedzą i doświadczeniem fachowców gwarantuje najwyższy poziom jakości. Nasz system produkcji czyli sprzęt, materiały i przyrządy są doskonale dobrane a wyniki pracy są testowane w naszych laboratoriach każdego dnia. Dzięki wieloletnim doświadczeniom możemy zagwarantować co najmniej dwuletni okres trwałości naszych materiałów.

Nasza firma pod nazwa Dreve Dentamid GmbH działa na rynku stomatologicznym od 1949 roku jako tradycyjny rodzinny biznes. Dzięki bliskim kontaktom z naszymi klientami rozwijamy systemy, które wychodzą naprzeciw potrzebom stomatologów i techników dentystycznych. Klasyczne produkty Dreve dla techniki dentystycznej sprawiły, że marka Dreve jest rozpoznawalna na całym świecie. Grupa produktów dla praktyki stomatologicznej znacznie poszerzyła asortyment naszej firmy.

Produkowane przez nas wysokiej jakości silikony wyciskowe i skanowalne materiały do technologii CAD/CAM dołączyły do bardzo ciekawej grupy produktów szybko rozwijającej się dziedziny stomatologii jaką jest implantologia.

Standardy jakości produktów Dreve podążają oczywiście za bieżącym poziomem nauki. Jest to udokumentowane certyfikatami, zgodnie z normami DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 13485:2003 i CAN/CSA-ISO 13485:2003. Nasze produkty medyczne spełniają wszystkie ustawowe wymagania dla produktów medycznych zgodnie z wskazaniami dla wyrobów medycznych 93/42/EWG aneks II.

Bezpieczeństwo pacjentów, stomatologów i techników dentystycznych przez użycie biokompatybilnych produktów jest głównym celem firmy Dreve.

W niniejszym prospekcie znajdziecie Państwo wysokiej jakości produkty, które są efektem pracy naszych specjalistów. Mamy nadzieję, że zyskają one także Państwa zaufanie.

Od fachowców dla fachowców

Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna  
Telefon +49 2303 8807-0  
Telefax + 49 2303 8807-55  
E-mail [info.dentamid@dreve.de](mailto:info.dentamid@dreve.de)  
Internet [www.dreve.com](http://www.dreve.com)  
Serwis dla  
klientów (Niemcy) + 49 2303 8807-34



**Mikran S.C**  
ul Wojskowa 3, 60-792 Poznań  
tel. : +48 61 847 58 58  
fax.: +48 61 848 44 57  
[www.mikran.pl](http://www.mikran.pl)  
[sklep@mikran.pl](mailto:sklep@mikran.pl)

## Fresh® putty

Materiał wyciskowy oparty na bazie silikonów addycyjnych (winylosiloksanów).

- nie klejąca się, łatwo wyrabiająca się konsystencja,
- odpowiedni do wycisków kanapkowych, korekcyjnych i standardowych, techniki podwójnego mieszania i funkcjonalnych wycisków brzeżnych,
- może być łączony z Fresh®Light, Fresh®extra light,
- polecany dla pacjentów z resztkowymi zębami, cierpiących na paradontozę.

Fresh® putty	dla obu:	
Twardość końcowa 68 Shore A	Konsystencja wg ISO 4823	Typ 0 - bardzo wysoka gęstość
Fresh® putty hard	Czas przygotowania	90 s
Twardość końcowa 75 Shore A	Czas wiązania	3:00 min.
	Pamięć materiałowa	> 99,2%
	Odształcenie sprężyste	3,6%
	Stabilność wymiarów	< 0,1%
	Kolor	zielony

5100	Fresh®putty	2x250 ml puszka wraz łyżką do dozowania
5101	Fresh®putty	2x450 ml puszka wraz łyżką do dozowania
5117	Fresh®putty hard	2x250 ml puszka wraz łyżką do dozowania
5118	Fresh®putty hard	2x450 ml puszka wraz łyżką do dozowania
5150	Fresh®putty 5:1	1x380 ml wkład



## Fresh® heavy body

Materiał na bazie silikonów addycyjnych (winylosiloksanów) służący do sporządzania precyzyjnych wycisków wstępnych.

- nie klejąca się, łatwo wyrabiająca się konsystencja,
- odpowiedni do wycisków kanapkowych, korekcyjnych i standardowych, techniki podwójnego mieszania i funkcjonalnych wycisków brzeżnych,
- może być łączony z Fresh®Light, Fresh®extra light,
- polecany dla pacjentów z resztkowymi zębami, cierpiących na paradontozę,
- tixotropowy.

Fresh® heavy body	dla obu:	
Czas przygotowania 120 s	Twardość końcowa	70 Shore A
Czas wiązania 3:00 min.	Konsystencja wg ISO 4823	Typ 1 - wysoka gęstość
Fresh® heavy body fast	Pamięć materiałowa	> 99,0%
Czas przygotowania 90 s	Odształcenie sprężyste	5,6%
Czas wiązania 2:00 min.	Stabilność wymiarów	< 0,15%
	Kolor	zielony

5112	Fresh®heavy body	2x50 ml podwójny wkład z 6 końcówkami (kolor zielony)
5113	Fresh®heavy body	8x50 ml podwójny wkład
5140	Fresh®heavy body 5:1	1x380 ml puszka wraz łyżką do dozowania
5141	Fresh®heavy body fast 5:1	1x380 ml puszka wraz łyżką do dozowania



Końcówki mieszające – patrz strona 10/11.

## Fresh® light

Materiał na bazie silikonów addycyjnych (winylosiloksanów) służący do sporządzania wycisków korygujących.

- zmodyfikowany materiał korekcyjny o ciekłej konsystencji (Light body),
- tixotropowych,
- powierzchnia hydrofilowa,
- efekt snap,
- odpowiedni do łączenia z Fresh® putty,
- przyjemny miętowy smak.

Fresh® light	dla obu:	
Czas przygotowania 120 s	Twardość po związaniu	42 Shore A
Czas wiązania 3:00 min.	Konsystencja wg ISO 4823	Typ 3 - niska gęstość
Fresh® light fast	Pamięć materiałowa	> 99,9%
Czas przygotowania 90 s	Odształcenie sprężyste	3,4%
Czas wiązania 2:00 min.	Stabilność wymiarów	< 0,1%
	Kolor	niebieski.

5102	Fresh®light	2x150 ml tuba
5103	Fresh®light	2x50 ml podwójne wkłady wraz z 12 końcówkami (kolor żółty)
5104	Fresh®light	8x50 ml podwójne wkłady
5115	Fresh®light fast	2x50 ml podwójne wkłady wraz z 12 końcówkami (kolor żółty)





## INFORMACJE O MASIE WYCISKOWEJ

### Transparentna silikonowa masa wyciskowa FRESH CLEAR

**Drewe Dentamind przedstawia nowy transparentny silikonowy materiał wyciskowy Fresh clear, kierowany dla lekarzy specjalistów z dziedziny implantologii.**

#### Unikalność:

W przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów wyciskowych Fresh clear jest absolutnie bezsmakowy i bezzapachowy. Podczas całego procesu pobierania wycisku użytkownik widzi jak poprowadzić implant przez perforację dzięki całkowicie transparentnej strukturze materiału. Oferuje to lekarzowi pełną precyzyjną kontrolę ruchu wstawiania nawet przy bardzo małej perforacji.

#### Genialny pomysł:


- Fresh clear wyraźnie wyróżnia bardzo wysoka odporność na rozdarcie, po rozciągnięciu powraca do poprzedniego kształtu,
- Wysoka stabilność wycisku
- Łatwość usuwania materiału
- Transparentna
- Bezpieczna
- Bezsmakowa

#### Rezultat:

Fresh clear sprawia, że proces pobierania wycisku jest bezpieczniejszy niż przy użyciu tradycyjnych materiałów nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych sytuacjach klinicznych.

#### Dane techniczne:

- czas przygotowania: 1:30 min
- czas wiązania: 2 min
- konsystencja wg ISO4823 – 3 niska gęstość
- odkształcenie sprężyste: 3,4%
- stabilność wymiarów: <0,1 %
- twardość końcowa: 42 Shore A



#### INFORMACJE NA TEMAT OPAKOWANIA:

- 5123 Fresh clear – 380 ml wkład
- 5121 Fresh clear – 2x50 ml podwójne wkłady + 6 końcówek mieszających



**Zerosil® soft**

Silikon addycyjny, specjalny do wycisków sytuacyjnych i czynnościowych.

- łatwy i szybki w użyciu,
- nieograniczone trwałość,
- łatwy do dezynfekowania,
- kompatybilny z wszystkimi gipsami,
- do wielokrotnego odlewania modeli.


**Zerosil® soft**

Twardość końcowa	35 Shore A
Konsystencja wg ISO 4823	Typ 2 - średnia gęstość
Czas przygotowania	120 s
Czas wiązania	3 min.
Pamięć materiałowa	>99,5%
Odkształcenie sprężyste	10,5
Stabilność wymiarów	< 0,2 %
Kolor	pomarańczowy



48411	Zerosil®soft	2x500 ml tuba
4841	Zerosil®soft	2x875 ml tuba
4838	Zerosil®soft	2x50 ml podwójne wkłady wraz z 6 końcówkami (kolor zielony)
4839	Zerosil®soft	8x50 ml podwójne wkłady
5119	Zerosil®soft 5:1	1x380 ml wkład

Kończówki mieszające – patrz strona 10/11.



## TECHNIKA POBIERANIA WYCISKU – DOBÓR MATERIAŁU

Zastosowanie	Technika						Materiał						
	Dwuwarstwowe	Korekcyjne	Kanapkowe	Jednofazowe	Funkcyjne	Sytuacyjne	Fresh®heavy body	Fresh®light/xtralight	Fresh®mono	Fresh®putty	Fresh®putty hard	Zerosil®soft	Fresh®Implant
Korony i mosty	•	•	•	•			•	•	•	•	•		
Inlay/Onlay	•	•	•	•			•	•	•	•	•		
Implanty	•	•		•			•		•				•
Wyciski czynnościowe					•				•			•	
Wyciski utrwalające				•			•		•				
Do podścielen				•					•				
Wskaźnik punktu nacisku				•					•				
Uzupełnienia tymczasowe						•			•			•	
Wyciski sytuacyjne						•						•	
Przeciwzgrzyz						•						•	



StoneBite	
Twardość końcowa	51 Shore D
Konsystencja wg ISO 4823	Typ 2 - średnia gęstość
Czas przygotowania	30 s
Czas wiązania	80 s
Pamięć materiałowa	99,9%
Odształcenie sprężyste	< 2%
Stabilność wymiarów	<0,1%
Kolor	pomarańczowy



### StoneBite

Silikon addycyjny na bazie elastomeru do rejestracji zgryzu o wysokiej twardości końcowej 51 w skali Shore D. Charakteryzuje go wysoka precyzja i stabilność w obróbce.

Zastosowanie:

- rejestracja zgryzu,
- klucz zgryzowy przy przeciążeniach wewnątrzustnych.

504872	StoneBite	2x50 ml podwójne wkłady wraz z 12 końcówkami (kolor różowy) i 12 aplikatorami
504873	StoneBite	4x50 ml podwójne wkłady

Kończówki mieszające – patrz strona 10/11.

Regofix opaque	
Twardość końcowa	90 Shore A
Konsystencja wg ISO 4823	Typ 1 - wysoka gęstość
Czas przygotowania przy	30 s
Czas wiązania przy 37	90 s
Pamięć materiałowa	> 99,9%
Odształcenie sprężyste	2%
Stabilność wymiarów	< 0,02%
Kolor	niebieski



### Regofix opaque

Zastosowanie:

- każdy rodzaj rejestracji zgryzu,
- regulacja zgryzu przy przeciążeniach wewnątrzustnych.

Zalety:

- końcowa twardość 90 w skali Shore A,
- lepsze właściwości przy przecinaniu.

504874	Regofix opaque	2x50 ml podwójne wkłady wraz z 12 końcówkami (kolor zielony)
504875	Regofix opaque	8x50 ml podwójne wkłady

Kończówki mieszające – patrz strona 10/11.

Regofix transparent	
Twardość końcowa	70 Shore A
Konsystencja	Typ 2 - średnia gęstość
Czas przygotowania przy	40 s
Czas wiązania przy	120 s
Pamięć materiałowa	> 99,9%
Odształcenie sprężyste	2,5%
Stabilność wymiarów	< 0,02%
Kolor	przezroczysty



### Regofix transparent

Zastosowanie:

- idealny do kontrolowanej rejestracji zgryzu w trudnych przypadkach,
- bazowy materiał do kompozytów światłoutwardzalnych dla zębów przednich i bocznych,
- do szybkiej, nieskomplikowanej produkcji szyn RTG.

Zalety:

- końcowa twardość 70 w skali Shore A,
- lepsze właściwości przy przecinaniu,
- przepuszcza promienie RTG.

504876	Regofix transparent	2x50 ml podwójne wkłady wraz z 12 końcówkami (kolor zielony)
504877	Regofix transparent	8x50 ml podwójne wkłady

#### StoneBite scan

Twardość końcowa	32 Shore D
Konsystencja wg ISO 4823	Typ 2 - średnia gęstość
Czas przygotowania	30 s
Czas wiązania	80 s
Pamięć materiałowa	99,9%
Odształcenie sprężyste	< 2%
Stabilność wymiarów	< 0,2%
Kolor	szary

#### StoneBite scan

Materiał do skanowania na bazie silikonów addycyjnych, posiadający wysoką twardość końcową. Dzięki swoim właściwościom jest odpowiedni do stosowania w technologii CAD/CAM.

- końcowa twardość 32 w skali Shore D,
- tixotropowy,
- usuwalny po ekstremalnie krótkim okresie retencji wewnątrz jamy ustnej (60 s),
- lepsze właściwości przy przecinaniu i frezowaniu,
- doskonały do skanowania.

504870 StoneBite scan 2x50 ml podwójne wkłady wraz z 12 końcówkami (kolor różowy) i 12 aplikatorami



Końcówki mieszające – patrz strona 10/11.

#### Fresh® scan

Twardość końcowa	61 Shore A
Konsystencja wg ISO 4823	Typ 2 - średnia gęstość
Czas przygotowania	3 min.
Czas wiązania	4:30 min.
Pamięć materiałowa	> 99,9%
Odształcenie sprężyste	4,2%
Stabilność wymiarów	< 0,1%
Odtwarzanie detali	<20 µm
Kolor	pomarańczowy

#### Fresh® scan

Jednofazowy materiał wyciskowy do skanowania, na bazie silikonów addycyjnych. Do stosowania w technice CAD/CAM.

- końcowa twardość 61 w skali Shore A,
- tixotropowy,
- jednolita konsystencja przy wykonywaniu wycisków jednofazowych,
- hydrofilna powierzchnia,
- miły, miętowy smak.

5110 Fresh®scan 2x50 ml podwójne wkłady wraz z 6 końcówkami (kolor zielony)

5111 Fresh®scan 8x50 ml podwójne wkłady



Końcówki mieszające – patrz strona 10/11.

#### Fresh® green fit

Twardość końcowa	50 Shore A
Konsystencja wg ISO 4823	Typ 3 - niska gęstość
Czas przygotowania	30 s
Czas wiązania	1:30 min.
Pamięć materiałowa	> 99,6%
Odształcenie sprężyste	6,7%
Stabilność wymiarów	< 0,2%
Warstwa filmu	< 10 µm
Odporność na zrywanie	> 5 MPa
Kolor	zielony

#### Fresh® green fit

Materiał A-silikonowy do aplikowania na powierzchniach niedopasowanych. Przeznaczony specjalnie do odbudowy w systemie CAD/CAM.

- wysoka odporność na rozerwanie,
- cienka warstwa filmu,
- łatwy i szybki proces obróbki.

5125 Fresh®green fit 5 ml podwójne strzykawki wraz z 5 końcówkami (kolor brązowy)



#### Fresh® model scan

Twardość końcowa	85 Shore A
Konsystencja wg ISO 4823	Typ 3 - niska gęstość
Czas przygotowania	40 s
Pamięć materiałowa	> 99,9%
Odształcenie sprężyste	2%
Stabilność wymiarów	< 0,1%
Odtwarzanie detali	< 20 µm
Kolor	szary

#### Fresh® model scan

Materiał A-silikonowy do wycisków, jako zewnętrzny materiał modelujący do skanowania optycznego.

- wysoki stopień twardości Shore,
- doskonały do skanowania,
- łatwy i szybki proces obróbki.



5134 Fresh®model scan 2x50 ml podwójne wkłady wraz z 6 końcówkami (kolor żółty)

Końcówki mieszające – patrz strona 10/11.

#### BlueSpray

Wysoko kontrastujący spray przeznaczony do skanowania optycznego wewnątrz jamy ustnej.

- dobrze widoczny dzięki niebieskiemu kolorowi,
- doskonały do skanowania,
- łatwy do usunięcia,
- wydłużony spryskiwacz.



5135 BlueSpray 50 ml spray

#### Fixtemp Repair

Światłoutwardzalny, płynny materiał do napraw w 5 różnych kolorach, do tymczasowych tworzyw C&B.

- naprawy tymczasowych koron i mostów na bazie kompozytów (zamykanie pęcherzy powietrza),
- korekcja formy uzupełnień tymczasowych wykonanych z Fixtemp`u,
- indywidualna charakterystyka i korekcja koloru,
- modelowanie uzupełnień tymczasowych.

#### Fixtemp Repair

Odporność na ściskanie	350 MPa
Odporność na zginanie	105 MPa (zgodnie z DIN 4049)
Odporność na rozciąganie	56 MPa
Moduł E	6500 MPa
Zawartość wypełniaczy	65%
Kolory	A1, A2, A3, A3.5, B1



50391R	Fixtemp Repair zestaw, kolor A1	Repair - 2 g strzykawka, 5 końcówek aplikacyjnych, Seal& Repair - 5 ml butelka + pędzelek
50392R	Fixtemp Repair zestaw, kolor A2	Repair - 2 g strzykawka, 5 końcówek aplikacyjnych, Seal& Repair - 5 ml butelka + pędzelek
50393R	Fixtemp Repair zestaw, kolor A3	Repair - 2 g strzykawka, 5 końcówek aplikacyjnych, Seal& Repair - 5 ml butelka + pędzelek
50394R	Fixtemp Repair zestaw, kolor A3.5	Repair - 2 g strzykawka, 5 końcówek aplikacyjnych, Seal& Repair - 5 ml butelka + pędzelek
50395R	Fixtemp Repair zestaw, kolor B1	Repair - 2 g strzykawka, 5 końcówek aplikacyjnych, Seal& Repair - 5 ml butelka + pędzelek



### Fixtemp C & B

Mieszany automatycznie w proporcjach 4:1 kompozyt do wytwarzania tymczasowych koron, mostów, uzupełnień inlay/onlay. System bezpiecznego wkładu pozwala na szybką i wygodną pracę.

50391	Fixtemp C& B, kolor A1	50 ml podwójne wkłady wraz z 10 końcówkami (kolor jasnoniebieski)
50392	Fixtemp C& B, kolor A2	50 ml podwójne wkłady wraz z 10 końcówkami (kolor jasnoniebieski)
503925	Fixtemp C& B, kolor A2	5x50 ml podwójne wkłady wraz z 50 końcówkami (kolor jasnoniebieski)
50393	Fixtemp C& B, kolor A3	50 ml podwójne wkłady wraz z 10 końcówkami (kolor jasnoniebieski)
503935	Fixtemp C& B, kolor A3	5x50 ml podwójne wkłady wraz z 50 końcówkami (kolor jasnoniebieski)
50394	Fixtemp C& B, kolor A3,5	50 ml podwójne wkłady wraz z 10 końcówkami (kolor jasnoniebieski)
50395	Fixtemp C& B, kolor B1	50 ml podwójne wkłady wraz z 10 końcówkami (kolor jasnoniebieski)
50396	Fixtemp C& B, kolor Bleach X	50 ml podwójne wkłady wraz z 10 końcówkami (kolor jasnoniebieski)

### Fixtemp C & B

Proporcje mieszania	4:1
Odporność na ściskanie	220 MPa
Odporność na zginanie	98 MPa (zgodnie z DIN 4049)
Odporność na rozciąganie	36 MPa
Absorpcja wody	10 µg/mm <sup>3</sup>
Kolory	A1, A2, A3, A3.5, B1, mleczny



### Fixtemp cement

Wolny od eugenolu cement mocujący, do protez tymczasowych. System dwukomorowej strzykawki pozwala na bezpośrednią aplikację i gwarantuje szybką, bezproblemową pracę.

### Fixtemp cement

Proporcje mieszania	1:1
Zawartość	5 ml
Czas przygotowania	> 1:00 min.
Czas wiązania w ustach	ok. 3:00 do 5:00 min.
Odporność na ściskanie	4 - 5 MPa
Warstwa filmu	< 20 µm

503931	Fixtemp cement	8 g dwukomorowa strzykawka z 5 końcówkami (kolor brązowy)
--------	----------------	---

Kończówki mieszające – patrz strona 10/11.



### Fixtemp Seal & Repair

Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy błyszczący lakier do tworzyw tymczasowych. Fixtemp Seal&Repair jest odpowiedni do napraw i lakowania powierzchni.

- właściwości klejące do bezpiecznego połączenia światłoutwardzalnych materiałów do napraw,
- homogenna i wysokopółyskująca powierzchnia kompozytu,
- łatwy w użyciu,
- odporny na ścieranie.











### Fixtemp Seal & Repair

Zawartość	5 ml
Polimeryzacja	światło w zakresie fal 350 - 500 nm
<b>Nie polimeryzuje w świetle LED.</b>	
Czas przydatności	2 lata od daty produkcji przy temp. przechowywania < 25 °C
Twardość Vickersa	ok. 98 N/mm <sup>2</sup> (po spolimeryzowaniu)

5039	Fixtemp Seal&Repair	5 ml butelka + pędzelek
------	---------------------	-------------------------



Końcówka mieszająca	Nr art.	Dozowanie	Średnica wewnętrzna	Ilość szt.	Kolor	Produkt
	4960	1:1	5,4 mm	40	przezroczysty	Tylko do Dosper M/4
	49601			100		
	4970-1	1:1	5,4 mm	40	różowy	Dosper M5 Dublisil® Fresh®scan Silfix StoneBite StoneBite scan
	49701-1			100		
	4970-2	1:1	6,5 mm	40	zielony	Fresh®heavy body Fresh®implant Fresh®mono MegaBase Odontosil Regofix Zrosil® soft
	49701-2			100		
	4970-3	1:1	3,2 mm	40	jasnoniebieski	GumQuick GumQuick implant
	49701-3			100		
	4970-4	4:1	3,2 mm	40	jasnoniebieski	Fixtemp C& B
	49701-4			100		
	4970-5	1:1	4,2 mm	40	żółty	Fresh®extra light Fresh®light Fresh®model scan
	49701-5			100		
	4970-6	1:1	2,5 mm	40	brązowy	Fixtemp cement Fresh®green fit
	49701-6			100		
	4981	5:1	6,0 mm	50	żółty	Fresh®380 ml

### DS 50 Iniektor

Urządzenie dozujące do podwójnych wkładów S-50. Dostępne w 2 wersjach: do wkładów 1:1 i 4:1.

5007 DS 50 Iniektor 1:1 szt.

5008 DS 50 Iniektor 4:1 szt.



### DL 05 Iniektor 1:1

Urządzenie dozujące do podwójnych strzykawk 5 ml (Fixtemp cement, Fresh®green fit).

5009 DL 05 Iniektor 1:1 szt.



### Nakładki

- do końcówek mieszających,
- do aplikacji wewnętrznej.

49602 nakładki przezroczyste do końcówek mieszających koloru różowego i zielonego 40 sztuk

49604 nakładki żółte do końcówek mieszających koloru żółtego 40 sztuk



### Nakładki aplikacyjne

- do końcówek mieszających,
- do aplikacji wewnętrznej,
- spłaszczona - domateriału do rejestracji zgryzu.

49603 nakładki aplikacyjne przezroczyste 40 sztuk  
(np. StoneBite)



### Nakładki aplikacyjne

Do strzykawk dozujących, do aplikacji wewnętrznej.

2308 końcówki aplikacyjne czarne, 0,9 mm, 15 sztuk

23081 końcówki aplikacyjne czarne, 0,4 mm, 15 sztuk



### Pierścień

Do wkładów 380 ml.

4980 pierścień żółty, 1 sztuka





**Dreve Dentamid GmbH**

Max-Planck-Straße 31

59423 Unna

Telefon +49 2303 8807-0

Telefax + 49 2303 8807-55

E-mail [info.dentamid@dreve.de](mailto:info.dentamid@dreve.de)



**Mikran S.C**

ul Wojskowa 3, 60-792 Poznań

tel. : +48 61 847 58 58

fax.: +48 61 848 44 57

[www.mikran.pl](http://www.mikran.pl)

[sklep@mikran.pl](mailto:sklep@mikran.pl)